

Walker Lyn

Walker Lyna



Cadre de Marche Lyn

Cadre de Marche Lyna

Cadre de Marche Lindsey

Wheelchair to walker transfer

Make certain the wheels of the wheelchair are locked. Lift your body by pushing down on the armrests and carefully transfer, one hand at a time, to the walker (Ask for assistance if you feel uncertain).



Three-point gait

- Step 1 Align the middle of your feet with the back legs of the walker.
- Step 2 Lift the walker up and place it in front of you making sure all four legs end up on the floor.



- Wheelchair to walker transfer (with lower extremity injury to right leg or foot)

Make certain the wheels of the wheelchair are locked. Lift your body by pushing down on the armrests and carefully transfer the left hand first, followed by the right hand (If the injury is on the left leg or foot, transfer the right hand first, followed by the left).



Adjustments:

Adjust the walker so that when your arm is extended, the walker handle is at wrist height.
Elbows should be flexed at 20° to 30°.

Attention: be aware of:

- Throw rugs
- Toys
- Drapes
- Animals
- Cracks in the floor
- Liquids or puddles




VERMEIREN
Opening up new horizons in mobility




Rolstoel naar loophulp transfer (met lesel aan rechterbeen of -voet)

Verzeker uzelf dat de remmen van de rolstoel aanstaan. Hef uw lichaam op door uzelf af te duwen vanaf de armsteunen. Transfereer langzaam, hand per hand, uw gehele lichaam naar uw loop-hulp (vooraan assistentie indien u onzeker bent).




Driepunts-gang

- Stap 1 Positioneer het midden van uw voeten met de achterste poten van de loophulp.



Vom Rollstuhl zum Gehgestell

Stellen sie sicher, dass die Räder des Rollstuhls arretiert sind. Erheben Sie sich aus dem Rollstuhl indem Sie sich auf den Rollstuhl abstützen. Erheben Sie sich endgültig in die Standposition. (Fragen Sie nach Hilfe, wenn Sie unsicher sind.)



Régagges:

Régliez le cadre de marche de sorte à ce que lorsque vous le prenez en main, vos coudes soient pliés à environ 20 à 30° [bras tendus, le cadre de marche doit arriver à peu près à hauteur de vos poignets].

- Attention aux:**
- Tapis
- Objets traînans sur le sol
- Rideaux
- Animaux
- Fissures dans le sol
- Sols humides ou glissants



VERMEIREN
Pour plus de mobilité



Gehgestell Lyn

Réglage in drei Punkten

- Schritt 1 Stellen sie sich mittig zwischen die hinteren Füße des Gehgestells.



- Schritt 2 Heben Sie das Gehgestell an und stellen es ein Stück weiter nach vorne. Beachten Sie, dass alle vier Füße einen sicheren Stand haben.



- Schritt 3 Gehen sie vorsichtig nach vorne, bis Sie wieder mittig zwischen den hinteren Füßen des Gehgestells stehen.




-

Woberbeelden technische wijzigingen. - © 2010

Gehgestell Lyna

Richtlinie für die Verwendung von Gehgestell Lyna

- Einstellung:
Stellen sie die Höhe des Gehgestells so ein, dass der Ellenbogen leicht angewinkelt ist – ca. 20° bis 30° - wenn sie mittig zwischen den hinteren Füßen des Gehgestells stehen.





-

Technische Änderungen vorbehalten. - © 2010

Gehgestell Lindsey

Richtlinie für die Verwendung von Gehgestell Lindsey

- Einstellung:
Stellen sie die Höhe des Gehgestells so ein, dass der Ellenbogen leicht angewinkelt ist – ca. 20° bis 30° - wenn sie mittig zwischen den hinteren Füßen des Gehgestells stehen.





-

Richtlinie für die Verwendung von Gehgestell Lindsey

Loophulp Lyn

Richtlinie für die Verwendung von Loophulp Lyn



- Aanpassingen:
Pas de hoogte van de loop-hulp aan zodat wanneer uw arm is gestrokken, de handgreep van de loop-hulp ter hoogte van uw pols is.
Elleboog moet zich ongeveer in hoek van 20° tot 30° bevinden.



Loophulp Lyna

Richtlinie für die Verwendung von Loophulp Lyna



- Aanpassingen:
Pas de hoogte van de loop-hulp aan zodat wanneer uw arm is gestrokken, de handgreep van de loop-hulp ter hoogte van uw pols is.
Elleboog moet zich ongeveer in hoek van 20° tot 30° bevinden.



Loophulp Lindsey

Richtlinie für die Verwendung von Loophulp Lindsey

- Aanpassingen:
Pas de hoogte van de loop-hulp aan zodat wanneer uw arm is gestrokken, de handgreep van de loop-hulp ter hoogte van uw pols is.
Elleboog moet zich ongeveer in hoek van 20° tot 30° bevinden.



Sois réserve de modifications techniques. - © 2010

Richtlinie für die Verwendung von Gehgestell Lindsey

- Erläuterungen:
Technische Änderungen vorbehalten. - © 2010

